

検便の採取方法

①




袋と採便管のラベルの
2か所に**必ず、氏名**を
油性ペンで記入

寄生虫卵検査をされる場合

他の検査の採便管とは別に、
保存液の入っていない太い
採便管にも採取してください。

採取の量は**小豆大ほど**を
お採りください。

採りましたらシールに氏名を
記載の上、もう1本と同じ袋
に入れて提出してください。



②



トイレットペーパーを折り
たたみ、便器の中に置き
その上に排便します


③



採便管のキャップを外し、
スティックで便を
こすり取るようにして
適量採取します

※直接肛門に入れないでください

④



本体にスティックを差し込み、
パチっと音が鳴るまで
押し込みます

提出用袋に入れ、
すみやかにご提出ください

